


Voedingssonde



Controle Ligging

Alleen met pH strip of röntgenfoto

Wisselen

Maximaal 29 dagen in situ per sonde

Dikte

Charrière 10 of 12

Nog belangrijk:

- Niet alle medicijnen mogen via de sonde (check Oralia).
- Niet alle medicijnen mogen tegelijk gemalen door sonde (check Oralia)
- Medicijnen en sondevoeding gaan niet samen.
- Spoel de sonde altijd goed door voor- en na elke medicatie toediening.

Meer informatie ODIN 000132



www.oralia.nl